

DENEY YAPILAN ÜRÜN	DENEY ADI	STANDARD VEYA DENEY METODU
<p>Tüm Gıdalar (Üzüm, portakal, elma, armut, kiraz, çilek, şeftali, domates, biber, salatalık, kabak, patlıcan, nar, muz, ayva, erik, kayısı, incir, limon, soğan, patates, meyve suları, meyve-sebze konsantreleri, dondurulmuş ürünler, kuru yemişler, kurutulmuş meyve-sebzeler, tahıllar, çay, kahve ve baharatlar vs.)</p>	<p>2,4-D, abamectin, acephate, acetamiprid, acetochlor, acibenzolar-s-methyl, aclonifen, alachlor, aldicarb, aldicarb-sulfone, aldicarb-sulfoxide, aldrin, amitraz, arcrinathrin, asulam, atrazine, azaconazole, azamethiphos, azinphos-ethyl, azinphos-methyl, azoxystrobin, benalaxyl, bendiocarb, benfluralin, benzyladenine 6, bifenazate, bifenthrin, biphenyl, bitertanol, boscalid, bromophos, bromopropylate, bromuconazole, bupirimate, buprofezin, butocarboxim, butoxycarboxim, butralin, cadusafos, captafol, captan, captan (metabolit), carbaryl, carbendazim / benomyl, carbofuran, carbofuran-3-hydroxy, carbophenthothion, carbosulfan, carboxin, chinomethionate, chlorbenzilate, chlorbromuron, chlordane-alfa, chlordane-gamma, chlorfenapyr, chlorfenvinphos, chlorfluazuron, chlorothalonil, chlorprofam, chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, chlorthal-dimethyl, chlozolate, cinerin-1, clofentezine, clomazone, clothianidin, cycloate, cycloxydim, cyfluthrin-beta, cyfluthrin-sum, cyhalothrin-lambda, cymoxanil, cypermethrin-alfa, cypermethrin-sum, cyproconazole, cyprodinil, cyromazine, DDE,p,p, DDT,o,p, DDT,p,p, deltamethrin, demeton, demeton-s-methyl, demeton-s-methylsulfone, desmedipham, diazinon, dichlofluanid, dichlorfenthion, dichloroaniline-3,5, dichlorophen, dichlorvos, dicloran, dicofol,</p>	<p>Modification And Re-Validation Of The Ethyl Acetate-Based Multi-Residue Method For Pesticides In Produce.</p> <p>TL.018 : Thermo TSQ GC-MS/MS ile Gıdalarda Pestisit Analizi</p> <p>TL.022 : WATERS LC - API 3000 LC-MS/MS ile Gıdalarda Pestisit Analizi</p>

Tüm Gıdalar		
<p>(Üzüm, portakal, elma, armut, kiraz, çilek, şeftali, domates, biber, salatalık, kabak, patlıcan, nar, muz, ayva, erik, kayısı, incir, limon, soğan, patates, meyve suları, meyve-sebze konsantreleri, dondurulmuş ürünler, kuru yemişler, kurutulmuş meyve-sebzeler, tahıllar, çay, kahve ve baharatlar vs.)</p>	<p>dicofol(metabolit), dicrotophos, dieldrin, diethofencarb, difenconazole-sum, diflubenzuron, dimethipin, diflufenbuturon, dimethirimol, dimethoate, dimethomorph-sum, dimoxystrobin, diniconazole, dinobuton, dinocap, diphenamid, diphenylamine, disulfoton, disulfoton-sulfone, disulfoton-sulfoxide, ditalimfos, dithianon, diuron, DMSA, DMST, dodemorph-sum, endosulfan-alpha, endosulfan-beta, endosulfan-sum, endosulfan-sulfate, endrin, EPN, epoxiconazole, esfenvalerate, ethiofencarb, ethiofencarb-sulfone, ethiofencarb-sulfoxide, ethion, ethiprole, ethirimol, ethofumesate, ethoprofos, ethoxyquin, etofenprox, etoxazole, etridiazole, etrimfos, famoxadone, fenamidone, fenamiphos, fenamiphos-sulfone, fenamiphos-sulfoxide, fenarimol, fenazaquin, fenbuconazole, fenhexamid, fenithrothion, fenoxaprop-p-ethyl, fenoxycarb, fenciclonil, fenpropathrin, fenpropimorph, fenpyroximate, fensulfothion, fensulfothion-sulfone, fenthion, fenthion-sulfone, fenthion-sulfoxide, fenvalerate, fipronil, fluazifop-butyl, flucycloxuron, flucythrinate-sum, fludioxonil, flufenoxuron, flumioxazin, fluquinconazole, flusilazole, flutolanil, flutriafol, fluvalinate,tau-sum, folpet, folpet (metabolit), formothion, fosthiazate, fuberidazole, furalaxyl, furathiocarb, haloxyfop, halfenprox, HCH-alpha, HCH-beta, heptachlor, heptachloreperoxide-A,</p>	<p>Modification And Re-Validation Of The Ethyl Acetate-Based Multi-Residue Method For Pesticides In Produce.</p> <p>TL.018 : Thermo TSQ GC-MS/MS ile Gıdalarda Pestisit Analizi</p> <p>TL.022 : WATERS LC - API 3000 LC-MS/MS ile Gıdalarda Pestisit Analizi</p>

Tüm Gıdalar		
<p>(Üzüm, portakal, elma, armut, kiraz, çilek, şeftali, domates, biber, salatalık, kabak, patlıcan, nar, muz, ayva, erik, kayısı, incir, limon, soğan, patates, meyve suları, meyve-sebze konsantreleri, dondurulmuş ürünler, kuru yemişler, kurutulmuş meyve-sebzeler, tahıllar, çay, kahve ve baharatlar vs.)</p>	<p>heptachloreperoxide-B, heptenophos, hexachlorbenzene, hexaconazole, hexaflumuron, hexythiazox, imazalil, imidacloprid, indoxacarb, ioxynil, iprodion, iprovalicarb, isofenphos, isofenphos-methyl, isoxaflutole, isoxathion, jasmolin, kresoxim-methyl, lenacil, lindane, linuron, lufenuron, malathion, mecarbam, mefenpyr-diethyl, mefluidide, mepanipyrim, mepronil, metabenzthiazuron, metalaxyl, metamitron, metazachlor, metconazole, methamidophos, methidation, methiocarb, methiocarb-sulfone, methiocarb-sulfoxide, methomyl, methoxychlor, methoxyfenozide, metobromuron, metolachlor, metoxuron, metrafenone, metribuzin, mevinphos, monocrotophos, monolinuron, myclobutanil, nitrofen, nitrothal-isopropyl, nuarimol, omethoate, oxadiazon, oxadixyl, oxamyl, oxycarboxin, oxydemeton-methyl, oxyfluorfen, paclobutrazole, parathion, parathion-methyl, penconazole, pencycuron, pendimethalin, pentachloraniline, pentachloroanisole, permethrin-cis, permethrin-trans, phenmedipham, phenmedipham-metabolite, phenthoate, phenylphenol,2-, phorate, phorate-sulfone, phorate-sulfoxide, phosalone, phosmet, phosphamidon, picolinafen, picoxystrobin, piperonyl-butoxide, pirimicarb, pirimicarb-desmethyl, pirimifos-ethyl, pirimifos-methyl, prochloraz, procymidone, profenofos, profluralin, profoxydim, prometryn, propachlor, propamocarb, propargite, propiconazole-sum, propoxur, propyzamide, prosulfocarb, prothiofos, pymetrozine, pyraclostrobin, pyraflufen-ethyl,</p>	<p>Modification And Re-Validation Of The Ethyl Acetate-Based Multi-Residue Method For Pesticides In Produce.</p> <p>TL.018 : Thermo TSQ GC-MS/MS ile Gıdalarda Pestisit Analizi</p> <p>TL.022 : WATERS LC - API 3000 LC-MS/MS ile Gıdalarda Pestisit Analizi</p>

Tüm Gıdalar (Üzüm, portakal, elma, armut, kiraz, çilek, şeftali, domates, biber, salatalık, kabak, patlıcan, nar, muz, ayva, erik, kayısı, incir, limon, soğan, patates, meyve suları, meyve-sebze konsantreleri, dondurulmuş ürünler, kuru yemişler, kurutulmuş meyve-sebzeler, tahıllar, çay, kahve ve baharatlar vs.)	pyrazophos, pyrethrin-1, pyridaben, pyridaphenthion, pyridate-metabolite, pyrifenox, pyrimethanil, pyriproxyfen, quinalphos, quinoxifen, quintozene, quizalofop-p-ethyl, rotenone, sethoxydim, silafluofen, simazine, spinosyn-A, spinosyn-D, spiridiclofen, spiromesifen, spiroxamine-sum, sulphur, TDE,p,p, tebuconazole, tebufenozide, tebufenpyrad, tebupirimfos, tecnazene, tefluthrin, temephos, terbufos, terbufos-sulfone, terbufos-sulfoxide, terbutryn, terbutylazin, tetraconazole, tetradifon, tetrasul, thiabendazole, thiachloprid, thiamethoxam, thiocyclam(as nereistoxine), thiodicarb, thiofanox, thiofanox-sulfone, thiofanox-sulfoxide, thiometon, thiophanate-methyl, tolclofos-methyl, tolylfluanid(as DMST), triadimefon, triadimenol, tri-allate, triazamate, triazophos, triazoxide, trichlorfon, tricyclazole, trifloxystrobin, triflumizole, triflumuron, trifluralin, triforine, triticonazole, vamidothion, vinclozolin, zoxamide	Modification And Re-Validation Of The Ethyl Acetate-Based Multi-Residue Method For Pesticides In Produce. TL.018 : Thermo TSQ GC-MS/MS ile Gıdalarda Pestisit Analizi TL.022 : WATERS LC - API 3000 LC-MS/MS ile Gıdalarda Pestisit Analizi
Tüm Gıdalar (Üzüm, portakal, elma, armut, kiraz, çilek, şeftali, domates, biber, salatalık, kabak, patlıcan, nar, muz, ayva, erik, kayısı, incir, limon, soğan, patates, meyve suları, meyve-sebze, konsantreleri, dondurulmuş ürünler, kuru yemişler, kurutulmuş meyve-sebzeler, tahıllar, çay, kahve ve baharatlar vs.)	Ağır Metaller (Pb, Cd, Zn, Cu, Fe)	TS EN 14084 / Nisan 2007 TL.031 : Thermo 3500 ICE AAS ile Gıdalarda Eser Element (Kurşun) Tayini
Meyve, Sebze ve Mamulleri	Nitrit-Nitrat	TS 6183 / Aralık 1988 TL.024 : Spektroskopi Yöntemi ile Meyve ve Sebzelerde Nitrit-Nitrat Tayini

Tüm Gıdalar (Üzüm, portakal, elma, armut, kiraz, çilek, şeftali, domates, biber, salatalık, kabak, patlıcan, nar, muz, ayva, erik, kayısı, incir, limon, soğan, patates, meyve suları, meyve-sebze, konsantreleri, dondurulmuş ürünler, kuru yemişler, kurutulmuş meyve-sebzeler, tahıllar, çay, kahve ve baharatlar vs.)	Ethephon	An ion-pairing liquid chromatography/tandem mass spectrometric method for the determination of ethephon residues in vegetables TL.045 : WATERS LC- API 3000 MS/MS ile Ethephone Kalıntı Analizi
---	----------	---